

PRECISIE-3D-KUNSTHARSEN

KeySplint

Instructies voor reiniging en verzorging



Welkom bij uw KeySplint-ervaring. Deze spalk is voor u op maat gemaakt en voor uw comfort ontworpen. Draag uw spalk zoals door uw tandarts voorgeschreven en volg uw dagelijkse routine van poetsen en flossen na elke maaltijd. Maak regelmatig een afspraak met uw tandarts en controleer de conditie van uw hulpmiddel tijdens elk bezoek. Als u een nieuw tandheelkundig hulpmiddel laat maken, laat dan uw tandarts of mondhygiënist bevestigen dat het goed past. Als u ongemak of druk ondervindt, neem dan contact op met uw tandarts om het te laten nakijken.

Reinigen en onderhouden van uw KeySplint tandheelkundig hulpmiddel

1. DAGELIJKSE REINIGING

Keystone Industries raadt aan uw hulpmiddel dagelijks voor en na elk gebruik te reinigen. Gebruik, direct na het verwijderen, warm water (niet warmer dan 45°C [113°F]) en zeep om resterend speeksel en etensresten uit het hulpmiddel te verwijderen.

2. GEBRUIK VAN SCHOONMAAKMIDDELEN

Voor het periodiek verwijderen van etensresten en onderhoud kunt u alle milde vrij verkrijgbare reinigingsmiddelen gebruiken die voor orale hulpmiddelen zijn ontworpen. Gebruik indien nodig een zachte borstel om de binnenkant van uw hulpmiddel te reinigen en etensresten te verwijderen. Enkele gevalideerde reinigingsmiddelen zijn Dawn afwasmiddel, Polident, Efferdent, 3% peroxide-oplossing, 15% bleekoplossing en mondwater.

3. WAARSCHUWINGEN

- **LAAT** uw hulpmiddel **NIET** langer dan 1 uur in een vloeistof **WEKEN**.
- **GEBRUIK GEEN** schurende reinigingsmiddelen (bijv. tandpasta), omdat dit de levensduur van uw hulpmiddel kan verkorten.
- Gooi de reinigingsvloeistof na elk gebruik weg. Spoel het hulpmiddel voor gebruik goed af.
- **LAAT** het hulpmiddel **NIET WEKEN** in water dat warmer is dan 45°C (113°F) vanwege het risico op kromtrekken van het hulpmiddel.

Keystone Industries raadt aan om tijdens dragen van het hulpmiddel niet te eten of te drinken. Het drinken van hete vloeistof kan de pasvorm van het hulpmiddel beïnvloeden. Verwijder het hulpmiddel voor het eten om optimale prestatie, pasvorm en een lange levensduur te behouden. Denk eraan om voorzichtig met uw KeySplint om te gaan. Zorg ervoor dat u uw hulpmiddel droogt voordat u het in zijn etui opbergt, om bacteriegroei te voorkomen.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 USA
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Duitsland



BEZOEK ONZE KEYPRINT
WEBSITE VOOR MEER
INFORMATIE!