

RESINAS 3D DE PRECISÃO

KeySplint

Instruções de limpeza e cuidados



Bem-vindo à sua experiência com a Goteira KeySplint. Esta Goteira foi personalizada para si e criada para proporcionar conforto. Use-a conforme prescrito pelo seu dentista e siga a rotina diária de escovação e uso do fio dental após cada refeição. Mantenha as consultas odontológicas regulares e verifique o ajuste e as condições da Goteira em cada visita. Caso tenha feito algum reparo odontológico recentemente, confirme o ajuste da Goteira com o seu dentista. Se sentir desconforto ou pressão, entre em contato com o seu dentista.

Limpeza e manutenção da sua Goteira KeySplint

1. LIMPEZA DIÁRIA

A Keystone Industries recomenda a limpeza da Goteira diariamente, antes e depois de cada utilização. Imediatamente após a remoção, utilize água quente (à temperatura máxima de 45°C [113°F]) e sabão para remover restos de saliva e resíduos.

2. UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA

Para a remoção periódica de resíduos e manutenção, você pode usar qualquer agente de limpeza suave de venda livre criado para acessórios orais. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias para limpar a parte interna e remover resíduos. Alguns dos agentes de limpeza validados são: sabão para louças Dawn, Polident, Efferdent, solução de peróxido de hidrogênio a 3%, solução de lixívia a 15%, e enxaguante bucal.

3. CUIDADOS

- **NÃO Mergulhe** a Goteira em nenhum líquido por mais de uma hora.
- **NÃO** use agentes de limpeza abrasivos (por exemplo, pasta de dentes), uma vez que podem reduzir a vida útil da Goteira.
- Descarte a solução de limpeza após cada utilização. Enxague bem a Goteira antes de utilizá-la.
- **NÃO Mergulhe** a Goteira em água acima de 45°C (113°F), devido ao risco de deformação.

A Keystone Industries não recomenda comer ou beber utilizando a Goteira. A ingestão de líquidos quentes pode afetar seu ajuste. Remova a Goteira antes de comer, para ter desempenho e ajuste ideais, além de longa vida útil. Lembre-se de manusear a Goteira KeySplint com cuidado. Seque-a antes de armazená-la no estojo, para evitar a proliferação de bactérias.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 EUA
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Alemanha



VISITE O NOSSO
WEBSITE KEYPRINT
PARA SABER MAIS!