

3D СМОЛЫ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

# KeySplint

Инструкции по гигиене и уходу



Приветствуем вас среди пользователей KeySplint. Эта каппа изготовлена специально для вас и предназначена для обеспечения вашего комфорта. Носите каппу согласно с назначением вашего стоматолога и продолжайте ежедневно чистить зубы и использовать зубную нить после каждого приема пищи. Регулярно посещайте стоматолога и проверяйте посадку и состояние вашего изделия при каждом посещении. При выполнении новых стоматологических манипуляций ваш стоматолог должен проверить посадку изделия. Если вы ощущаете дискомфорт или давление, обратитесь к своему стоматологу для проверки.

## Гигиена и уход за вашим стоматологическим изделием KeySplint

### 1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА

Компания Keystone Industries рекомендует выполнять ежедневную чистку вашего изделия перед каждым использованием и после него. Сразу после снятия вымойте изделие теплой водой (температурой не выше 45°C [113°F]) с мылом, чтобы смыть остатки слюны и загрязнения.

### 2. ПРИМЕНЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Для периодической очистки от загрязнений и ухода можно использовать любые имеющиеся в продаже мягкие моющие средства, предназначенные для стоматологических изделий. При необходимости используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить внутреннюю поверхность устройства или удалить загрязнения. Вот некоторые из рекомендуемых моющих средств: средство для мытья посуды Dawn, Polident, Efferdent, 3% раствор перекиси водорода, 15% раствор отбеливателя, средство для полоскания рта.

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ** ваше изделие в любую жидкость на более чем 1 час.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** абразивные чистящие средства (например, зубную пасту), так как они могут привести к сокращению срока службы вашего устройства.
- Выливайте раствор моющего средства после каждого использования. Перед применением тщательно промойте изделие водой.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ** изделие в воду с температурой выше 45°C (113°F) из-за риска деформации.

Keystone Industries не рекомендует принимать пищу или пить с надетым изделием. Употребление горячей жидкости может привести к деформации изделия и нарушить его посадку. Снимайте изделие перед едой для его оптимальной работы, посадки и долгого срока службы. Бережно обращайтесь со своей каппой KeySplint. Просушивайте изделие перед хранением в коробке для предотвращения роста бактерий.

[KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM](http://KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM)

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 США  
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Германия



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
О KEYPRINT НА НАШЕМ  
САЙТЕ!