



# KeyMask<sup>®</sup>


Flexible yet firm gingival mask that simulates the look and feel of gum tissue. Incorporate KeyMask into your digital restoration planning



**ACCURATE**



**LOW SHRINKAGE**



**FLEXIBLE**



**STIMULATE GUM TISSUE**

#4220002 (0.5kg bottle)

PROPERTY	PROCEDURE	KEYMASK
Tensile Strength	ASTM D638	2
Tensile Young's Modulus	ASTM D638	4.6
Elongation at Break (%)	ASTM D638	41%



## FLEXIBLE YET FIRM

This gingival mask simulates the look and feel of gum tissue



## EASILY TRIMMED

Creates a proper emergence profile for pontic shape



keystone<sup>®</sup>  
industries

[keyprint.keystoneindustries.com](http://keyprint.keystoneindustries.com)

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027  
EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131  
EU: +49 77 31 91 21 01



# KeyMask<sup>®</sup>


Encía artificial, firme y flexible a la vez, que simula la apariencia y sensación del tejido gingival. Incorpore KeyMask en su planificación de restauraciones digitales.



**PRECISIÓN**



**BAJA  
CONTRACCIÓN**



**FLEXIBLE**



**SIMULA EL  
TEJIDO  
DE LA ENCÍA**

Ref. 4220002 (botella de 0,5 kg)

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYMASK
Resistencia a la tensión (MPa)	ASTM D638	2
Módulo de Young (MPa)	ASTM D638	4.6
Alargamiento a la rotura (%)	ASTM D638	41%



## FLEXIBLE PERO FIRME

Esta máscara gingival simula la apariencia y sensación del tejido gingival



## FÁCIL DE AJUSTAR

Crea un perfil de emergencia apropiado para la forma pónica.



keystone<sup>®</sup>  
industries

[keyprint.keystoneindustries.com](http://keyprint.keystoneindustries.com)

EE. UU.: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027  
UE: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

EE. UU.: 1.800.333.3131  
UE: +1.305.423.8937